

## **Sterilux® ES non stérile**

### **Compresse de gaze 17 fils - 8 plis**



Référence	Taille ou dimensions
<b>418800</b>	<b>5 x 5 cm</b>
<b>418801</b>	<b>5 x 7,5 cm</b>
<b>418802</b>	<b>7,5 x 7,5 cm</b>
<b>418803</b>	<b>7,5 x 10 cm</b>
<b>418804</b>	<b>10 x 10 cm</b>

#### **Produit**

Compresse de gaze hydrophile de coton 17 fils, 8 plis, non stériles, pliage chirurgical à bords rentrés.

**La gaze est conforme à la norme EN 14079.**

#### **Indications / Classification**

Pour le soin général des plaies.  
A utiliser en tampons ou en compresses pour des interventions en milieu hospitalier ou ambulatoire.

Sterilux® ES non stérile est un dispositif médical de classe IIa (TÜV - 0123).

#### **Spécifications**

##### Composition :

Gaze hydrophile de coton, blanche, conforme à la norme EN 14079.

##### Caractéristiques :

Caractéristiques physiques :

Fluorescence : absence

Fils chaîne / 10 cm : 100 +/- 5

Fils trame / 10 cm : 70 +/- 4

Charge minimale de rupture en chaîne : > ou = 50 N/5 cm

Charge minimale de rupture en trame : > ou = 30 N/5 cm

Masse par m<sup>2</sup> : > ou = 23 g/m<sup>2</sup>

Temps d'immersion : < ou = 10 secondes

Perte à la dessiccation : < ou = 8 %

Caractéristiques chimiques :

Tensioactifs : < ou = 2 mm

Acidité / Alcalinité : conforme

Taux de substances solubles dans l'eau : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther : < ou = 0,5 %

Amidon et dextrine : conforme

Colorants extractibles : conforme

Cendres sulfuriques : < ou = 0,4 %

Stérilisable à la vapeur d'eau.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
<b>418800</b>	5 x 5 cm	Dimensions pliées : 5 x 5 cm environ Dimensions dépliées : 19,5 x 11,5 cm environ Surface : 224 cm <sup>2</sup> environ
<b>418801</b>	5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 28,5 x 12 cm environ Surface : 342 cm <sup>2</sup> environ
<b>418802</b>	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 28,5 x 17 cm environ Surface : 485 cm <sup>2</sup> environ
<b>418803</b>	7,5 x 10 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 38 x 17,5 cm environ Surface : 665 cm <sup>2</sup> environ
<b>418804</b>	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 39,5 x 21,5 cm environ Surface : 849 cm <sup>2</sup> environ

Absence de latex.  
Absence de phtalates.  
Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

Les compresses sont regroupées dans des sachets en papier, protégés par un film en polyéthylène, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
<b>418800</b>	5 x 5 cm	100	30	90
<b>418801</b>	5 x 7,5 cm	100	10	228
<b>418802</b>	7,5 x 7,5 cm	100	10	182
<b>418803</b>	7,5 x 10 cm	100	10	130
<b>418804</b>	10 x 10 cm	100	10	77

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>418800</b>	5 x 5 cm	52 x 52 x 142 mm	316 x 273 x 142 mm	1200 x 800 x 1788 mm
<b>418801</b>	5 x 7,5 cm	75 x 50 x 130 mm	270 x 160 x 142 mm	1200 x 800 x 1854 mm
<b>418802</b>	7,5 x 7,5 cm	75 x 75 x 120 mm	390 x 160 x 132 mm	1200 x 800 x 1866 mm
<b>418803</b>	7,5 x 10 cm	100 x 75 x 120 mm	390 x 210 x 132 mm	1200 x 800 x 1866 mm
<b>418804</b>	10 x 10 cm	102 x 102 x 142 mm	518 x 208 x 156 mm	1200 x 800 x 1861 mm

## Péremption

Durée de vie : 5 ans.