

Stérilux® ES stérile - LPPR

Compresses de gaze 17 fils - 8 plis

Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
241320	7,5 x 7,5 cm	7627512
241321	7,5 x 7,5 cm	7627529
241322	7,5 x 7,5 cm	7627535
241325	10 x 10 cm	7627564
241326	10 x 10 cm	7627570
241327	10 x 10 cm	7627587



Produit

Compresses de gaze hydrophile stériles, en sachet pelable, 17 fils, 8 plis, pliage portefeuille.

La gaze est conforme à la norme NF EN 14079.

Indications / Classification

Détersion des plaies aiguës, souillées ou chroniques, absorption des exsudats et protection mécanique pour plaies peu exsudatives, traitement de la peau saine.

Stérilux® ES stérile - LPPR est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Gaze hydrophile de coton, blanche, conforme à la norme NF EN 14079.

Caractéristiques :

Caractéristiques physiques :

Fluorescence : absence

Fils chaîne / 10 cm : 100 +/- 5

Fils trame / 10 cm : 70 +/- 4

Charge minimale de rupture en chaîne : 50 N/5 cm

Charge minimale de rupture en trame : 30 N/5 cm

Masse par m² : 23 g/m²

Temps d'immersion : 10 secondes max.

Perte à la dessiccation : < 8 %

Caractéristiques chimiques :

Tensioactifs : < 2 mm

Acidité / Alcalinité : conforme

Taux de substances solubles dans l'eau : < 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther : < 0,5 %

Amidon et dextrine : conforme

Colorants extractibles : conforme

Cendres sulfuriques : max 0,4 %

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
241320	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 30 x 15 cm environ Surface utile minimum : 56 cm ² environ
241321	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 30 x 15 cm environ Surface utile minimum : 56 cm ² environ
241322	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 30 x 15 cm environ Surface utile minimum : 56 cm ² environ
241325	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 40 x 20 cm environ Surface utile minimum : 100 cm ² environ
241326	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 40 x 20 cm environ Surface utile minimum : 100 cm ² environ
241327	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 40 x 20 cm environ Surface utile minimum : 100 cm ² environ

Remboursé LPPR.

Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Présentées en pochette papier / papier pelable.
Conditionnement en boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
241320	7,5 x 7,5 cm	2	10	60	56
241321	7,5 x 7,5 cm	2	25	12	105
241322	7,5 x 7,5 cm	2	50	24	28
241325	10 x 10 cm	2	10	60	36
241326	10 x 10 cm	2	25	12	84
241327	10 x 10 cm	2	50	24	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
241320	7,5 x 7,5 cm	109 x 114 mm	117 x 30 x 109 mm	563 x 200 x 254 mm	1200 x 804 x 1924 mm
241321	7,5 x 7,5 cm	109 x 114 mm	117 x 75 x 109 mm	239 x 230 x 254 mm	1200 x 800 x 1924 mm
241322	7,5 x 7,5 cm	109 x 114 mm	117 x 120 x 109 mm	496 x 341 x 244 mm	1200 x 800 x 1854 mm
241325	10 x 10 cm	132 x 138 mm	141 x 30 x 134 mm	686 x 198 x 296 mm	1200 x 800 x 1922 mm
241326	10 x 10 cm	132 x 138 mm	141 x 75 x 134 mm	280 x 239 x 300 mm	1200 x 803 x 1946 mm
241327	10 x 10 cm	132 x 138 mm	141 x 120 x 134 mm	550 x 372 x 300 mm	1200 x 800 x 1945 mm

Stérilisation

A la vapeur d'eau.
Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Le scellage (bande bleue) du sachet pelable de ce produit contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.