

Medicomp® S 40

Compresse nontissé non stériles



Référence	Taille ou dimensions
411841	5 x 5 cm
411843	7,5 x 7,5 cm
411844	7,5 x 10 cm
411845	10 x 10 cm

Produit

Compresse en nontissé, 40 g/m², 4 plis, 4 épaisseurs, non stériles.

Indications / Classification

Pour le soin général des plaies. A utiliser en tampons ou en compresses pour des interventions en milieu hospitalier ou ambulatoire.

Medicomp® S 40 est un dispositif médical de classe IIa (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Composition : 67 % viscose - 33 % polyester environ

Caractéristiques :

Caractéristiques physiques :

Poids (EN ISO 9073-1) : 40 g/m² environ

Capacité d'absorption (EN ISO 9073-12) : 10 g/g environ

Temps d'immersion (EN ISO 9073-12) : 2 s environ

Résistance à la rupture (EN 14079) :

- sens marche : > ou = 40 N/5 cm

- sens travers : > ou = 8 N/5 cm

Allongement (EN 14079) :

- sens marche : 21 % environ

- sens travers : 120 % environ

Fluorescence (EN 1644-1) : conforme

Caractéristiques chimiques :

Tensioactif (EN 1644-1) : < ou = 3 mm

Taux de substances solubles dans l'eau (EN 1644-1) : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther (EN 1644-1) : < ou = 0,4 %

Acidité et alcalinité contrôlées (EN 1644-1) : 6 < ou = pH < ou = 8,5

Cendres sulfuriques (Pharmacopée Européenne gaze hydrophile) : < ou = 1,2 %

Perte à la dessiccation : < ou = 8 %

Stérilisable à la vapeur d'eau.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
411841	5 x 5 cm	Dimensions pliées : 5 x 5 cm environ Dimensions dépliées : 10 x 10 cm environ
411843	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411844	7,5 x 10 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 20 cm environ
411845	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ



Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Regroupées en sachet, puis conditionnées en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
411841	5 x 5 cm	100	50	48
411843	7,5 x 7,5 cm	100	50	24
411844	7,5 x 10 cm	100	50	18
411845	10 x 10 cm	100	50	12

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions sachet	Dimensions carton
411841	5 x 5 cm	58 x 50 x 220 mm	570 x 160 x 278 mm
411843	7,5 x 7,5 cm	85 x 255 x 75 mm	400 x 360 x 400 mm
411844	7,5 x 10 cm	110 x 255 x 75 mm	392 x 360 x 528 mm
411845	10 x 10 cm	110 x 295 x 100 mm	530 x 360 x 528 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.