

## Stérilux® Bande de crêpe

### Bande de fixation



Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
241624	5 cm x 4 m	6164694
241625	7 cm x 4 m	6164702
241626	10 cm x 4 m	6164719
241569	20 cm x 5 m	6164731

#### Produit

Bande de crêpe, coloris écru, avec lisière anglaise de coloris bleu.

#### Indications / Classification

Pour la fixation et le maintien de tout type de compresses et de pansements.

Stérilux® Bande de crêpe est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

100 % coton.

##### Caractéristiques :

Poids de la bande étirée : 103 g/m<sup>2</sup> environ  
 Nombre de fils de chaîne (par 10 cm) : 120  
 Nombre de fils de trame (par 10 cm) : 72  
 Largeur : 5, 7, 10 ou 20 cm environ  
 Longueur étirée : 4 ou 5 m environ

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
241624	5 cm x 4 m	Dimensions : 4 m x 5 cm environ
241625	7 cm x 4 m	Dimensions : 4 m x 7 cm environ
241626	10 cm x 4 m	Dimensions : 4 m x 10 cm environ
241569	20 cm x 5 m	Dimensions : 5 m x 20 cm environ

Remboursé LPPR.

Absence de latex.  
 Absence de phtalates.  
 Absence de colophane.

#### Présentation / Conditionnement

Présentées en rouleau unitaire sous cellophane dans une boîte, puis conditionnées en carton.  
 La référence 241626 comporte un niveau d'emballage supplémentaire : les boîtes sont mises dans des cartons intermédiaires de 20 bandes avant d'être conditionnées en carton de transport.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton de transport
241624	5 cm x 4 m	1	20
241625	7 cm x 4 m	1	20
241626	10 cm x 4 m	1	100
241569	20 cm x 5 m	1	10

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton de transport
241624	5 cm x 4 m	55 x 55 x 57 mm	343 x 143 x 122 mm
241625	7 cm x 4 m	55 x 55 x 77 mm	240 x 193 x 146 mm
241626	10 cm x 4 m	55 x 55 x 107 mm	598 x 263 x 327 mm
241569	20 cm x 5 m	61 x 61 x 212 mm	315 x 255 x 148 mm