

Peha-Crepp® E

Bande de fixation

Référence	Taille ou dimensions
303013	10 cm x 4 m
303014	12 cm x 4 m
303010	4 cm x 4 m
303011	6 cm x 4 m
303012	8 cm x 4 m



Produit

Bande de fixation élastique, coloris blanc. Grâce à sa structure, la bande ne glisse pas sur elle-même lorsqu'elle est appliquée.

Indications / Classification

Pour maintien de pansements, plus particulièrement au niveau des articulations et des parties du corps de forme arrondie ou conique.

Peha-Crepp® E est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

70 % viscose, 30 % polyamide.

Caractéristiques :

Grammage : 27 g/m² environ

Largeur : 4, 6, 8, 10, ou 12 cm environ

Longueur :

- non étirée 1,6 m environ

- étirée 4 m environ

Nombre de fils de chaîne :

- Chaîne 1 (polyamide) 60 / 10 cm

- Chaîne 2 (viscose) 56 / 10 cm

Nombre de fils de trame (viscose) : 23 / 10 cm

Allongement : 160 % environ après 24h

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballage individuel en polypropylène.

Sur chaque emballage unitaire sont indiqués la dénomination, les dimensions et le numéro de lot.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
303010	4 cm x 4 m	20	8	168
303011	6 cm x 4 m	20	10	88
303012	8 cm x 4 m	20	10	72
303013	10 cm x 4 m	20	6	98
303014	12 cm x 4 m	20	4	120

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
303010	4 cm x 4 m	158 x 48 x 127 mm	266 x 170 x 211 mm	1200 x 800 x 1945 mm
303011	6 cm x 4 m	158 x 68 x 127 mm	393 x 297 x 155 mm	1200 x 800 x 1895 mm
303012	8 cm x 4 m	158 x 88 x 127 mm	393 x 297 x 195 mm	1200 x 800 x 1900 mm
303013	10 cm x 4 m	158 x 108 x 127 mm	393 x 170 x 235 mm	1200 x 800 x 1895 mm
303014	12 cm x 4 m	158 x 128 x 127 mm	329 x 266 x 146 mm	1200 x 800 x 1900 mm