

## Extensa® Plus Qualité Pharmacie

### Bande adhésive élastique



Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
928640	3 cm x 2,5 m	7693147
928641	6 cm x 2,5 m	7693153
928642	8 cm x 2,5 m	7693176
928643	10 cm x 2,5 m	7693182

#### Produit

Bande élastique dans le sens de la longueur, enduite d'une masse adhésive, hypoallergénique, recouverte d'un protecteur en polyéthylène.

#### Indications / Classification

Traumatologie générale et médecine du sport : prévention et traitement des systèmes musculo-tendineux et ligamentaires des articulations (entorse, luxation, tendinite, tennis elbow, claquage, déchirure, contusion...)

Phlébologie : traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications (ulcères, varices, phlébites, confection de bottes...)

Maintien de pansements : fixation de pansements, en particulier en cas de besoins compressifs (pansement post-opératoire...)

Extensa® Plus Qualité Pharmacie est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

Bande tissée : coton.

Masse adhésive : à base de caoutchouc synthétique et d'oxyde de zinc.

Protecteur en polyéthylène gaufré.

##### Caractéristiques :

Longueur non étirée : 2,5 m env.

Elasticité : > ou = 50 %

Couleur : blanche

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Présence de colophane. Dans la masse adhésive.

#### Présentation / Conditionnement

Chaque bande emballée individuellement sous film est conditionnée en boîte unitaire.

Accompagné d'une notice d'emploi.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
<b>928640</b>	3 cm x 2,5 m	1	24
<b>928641</b>	6 cm x 2,5 m	1	18
<b>928642</b>	8 cm x 2,5 m	1	12
<b>928643</b>	10 cm x 2,5 m	1	9

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
<b>928640</b>	3 cm x 2,5 m	49 x 70 x 70 mm	295 x 155 x 165 mm
<b>928641</b>	6 cm x 2,5 m	74 x 70 x 70 mm	228 x 255 x 173 mm
<b>928642</b>	8 cm x 2,5 m	94 x 70 x 70 mm	225 x 155 x 205 mm
<b>928643</b>	10 cm x 2,5 m	114 x 70 x 70 mm	225 x 225 x 135 mm

## Péremption

Durée de vie : 3 ans.

## Mise en garde

Atteintes graves nécessitant une immobilisation totale. Fragilité cutanée ou plaie cutanée. Troubles vasculaires ou oedèmes importants.

Demander conseil à votre médecin, pharmacien ou kinésithérapeute.

Ne pas appliquer la bande en tension maximale.