



Omnipor® / Omnipor® Plus Sparadrap

Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
900560	Omnipor® : 2,5 cm x 5 m - en rouleau	7219374
900562	Omnipor® Plus : 2,5 cm x 9,2 m - en dévidoir	7219380



Produit

Sparadrap en nontissé microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Les sparadraps Omnipor® et Omnipor® Plus sont conformes au cahier des charges de la LPPR.

Indications / Classification

Pour la fixation de toute sorte de pansements, de canules, de sondes, de cathéters, de bandages, ... Indiqué pour les patients ayant une peau sensible.

Omnipor® / Omnipor® Plus est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Nontissé : polyester/cellulose - 75 g/m²

Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée)

Bobine : polystyrène

Caractéristiques :

Coloris : blanc

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Présentés individuellement dans une boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
900560	Omnipor® : 2,5 cm x 5 m - en rouleau	1	40
900562	Omnipor® Plus : 2,5 cm x 9,2 m - en dévidoir	1	40

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
900560	Omnipor® : 2,5 cm x 5 m - en rouleau	63 x 34 x 60 mm	257 x 187 x 149 mm
900562	Omnipor® Plus : 2,5 cm x 9,2 m - en dévidoir	63 x 34 x 60 mm	257 x 187 x 149 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.