



## STERIMA FICHE TECHNIQUE

<b>DATE :</b>	22.07.2014
<b>PRODUIT :</b>	<b>OTE-AGRAFE METALLIQUE</b>
<b>CODE :</b>	<b>706146</b>
<b>CLADIMED :</b>	F52BB21
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	50 unités par carton carton : 392 x 292 x 190 mm 64 cartons par palette

### **SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :**

- ôte agrafe : acier inoxydable - 10 cm
- blister rigide : PVC 300µm - papier médical 60 g/m<sup>2</sup>

Absence de latex

⚠ **Ne convient pas pour enlever les agrafes de Michel**

<b>MODE DE STERILISATION :</b>	A l'oxyde d'éthylène - durée de vie : maximum 3 ans
<b>UTILISATION :</b>	Instrument préconisé pour l'ablation d'agrafes d'une plaie
<b>CLASSIFICATION :</b>	I stérile
<b>MARQUAGE CE :</b>	CE-0123 (TÜV)

