

# VELPEAU® CREPE F

## Bande de crêpe coton écru

REF : 32420, 32421, 32422, 32423, 32424, 32425, 32426, 32427, 32428, 32429, 32430, 32431, 32432, 32433 et 32434

---

**PRODUIT :**

Bandes de crêpe 100% coton écru.

---

**CARACTERISTIQUES :**

Bande à deux lisières avec liserés bleus.

Extensibilité :  $\geq 100\%$ .

Grammage : 70 g/ m<sup>2</sup> (bande étirée).

Absorbante, très aérée et résistante aux produits gras.

Bonne stabilité même au niveau des articulations.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

---

**PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

Bande emballée individuellement sous cellophane.

Référence	Longueur étirée	Largeur	Conditionnement de base	Carton standard
32420	3 m	5 cm	20	800
32421	3 m	7 cm	20	400
32422	3 m	10 cm	20	400
32423	3 m	15 cm	10	200
32424	3 m	20 cm	10	200
<i>32425</i>	<i>3 m</i>	<i>25 cm</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
32426	3 m	30 cm	10	100
32427	4 m	5 cm	20	800
32428	4 m	7 cm	20	400
32429	4 m	10 cm	20	400
32430	4 m	15 cm	10	200
32431	4 m	20 cm	10	200
32432	4 m	25 cm	10	100
32433	4 m	30 cm	10	100
32434	5 m	20 cm	10	100

*Les articles en Italique sont en instance de suppression ou supprimés.*

---

**INDICATIONS :**

Bande universelle de fixation.

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Ne pas appliquer sur une peau lésée.

Un excès de tension lors de l'application peut gêner la circulation sanguine.

Laver avant réutilisation. Lavage possible à la main ou à la machine à 60 °C.

Sécher à plat sans étirer. Ne pas repasser.

Variation des dimensions possible après lavage ou stérilisation.

Laisser dans leur emballage protecteur et ne pas exposer à une flamme, à la chaleur, à une source de lumière de forte intensité et à l'humidité.

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.