

Gel ultrasonique

UNI'GEL

Gel échographie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	NA
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	I
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	NA
Première mise sur le marché de l'UE :	01/05/2010
Fabricant :	ASEPT INMED



Réf 250852



Réf 250820

Descriptif du dispositif :

Gel de transmission ultrasonique.

Hypoallergénique, Hydrosoluble, Non irritant, Non corrosif, Non abrasif.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence ASI	Conditionnement
Gel de transmission ultrasonique bleu (250 ml)	250820	Carton de 12 u
Gel de transmission ultrasonique bleu (Container de 5L)	250851	Carton de 4 u
Gel de transmission ultrasonique transparent (Container de 5L)	250852	Carton de 4 u
Gel de transmission ultrasonique transparent (250 ml)	250853	Carton de 12 u

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Matériau : Eau

Matériau : Polymères

Matériau : Agents colorants

Matériau : Conservateurs

Matériau : Agents humectant

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Obstétrique

Cardiologie

Indications :

Gynéco-obstétrique

2 PROCEDE DE STERILISATION : Produit non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

4 AUTRES DONNEES TECHNIQUES :

PH : 6.2 ± 0.4

Densité : $1.02 \text{ gr} / \text{cm}^3$

Viscosité : $80.000 \pm 10.000 \text{ cps}$

Le gel ne contient pas de Parabène.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01