

Le fauteuil releveur JEANNE Collection CONFORT PREMIUM

Grand confort personnalisable

Taille M



Taille L



PLUS PRODUITS

- Adaptation à toutes les morphologies
- Bonne préhension des accoudoirs
- Confort grâce à l'assise continue
- Structure renforcée et durable

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Confort : assise souple, dossier équilibré

Dossier : mousse haute résilience 35 kg/m³

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m³ + matelas d'assise HR souple sur châssis hêtre massif et ressorts métalliques


Motorisations disponibles : manuel, 1 ou 2 moteurs non releveur, 1 ou 2 moteurs releveur

Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure + mousse 5 ans

OPTIONS DISPONIBLES :

Têteière demi-lune - Têteière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide poche - Matelas d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Bouton de commande sur côté manchette - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg

DIMENSIONS (M/L)



Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 88cm/88cm - Profondeur déployée : 178cm/183cm

REVÊTEMENTS & COLORIS

Cuir : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9

Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9



MORPHOLOGIE (M/L)



< 1,70m
1,70m à 1,90m
120kg maxi

