

Rollator 4 roues Cristallo



Une aide au déplacement pratique et sécurisante

Rollator pliant avec plateau et panier

Cristallo

Un accompagnement au quotidien

- **Siège, panier et plateau** pour un confort quotidien
- **Porte-canne** de série pour plus de facilité
- **Poignées à pousser** anatomiques **réglables en hauteur** pour une meilleure adaptabilité
- Système de freinage simple et fiable pour votre sécurité
- **Produit pliable** pour plus de facilité de rangement et de transport
- Roues pleines de 19 cm pour plus de **résistance** et de **maniabilité**
- Produit livré sous emballage « prêt à vendre »
- **Freins de parking** de série



Caractéristiques

- Profondeur maxi (avec panier) : 67 cm
- Largeur hors-tout : 61 cm
- Longueur plié : 27 cm
- Hauteur des poignées : 78 à 97 cm
- Hauteur sol/siège : 61 cm
- Dimensions du siège : 16 x 38 cm
- Matière : acier
- Couleur : grisé métallisé
- Poids total : 10,3 kg
- Poids maximal supporté : 130 kg

Référence	SA 130 3205	Code ACL	34010 601 131 6 2
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.