

Gamme d'oreillers sous marque Districlub Médical®
EXTRAIT de l'offre du 24 Octobre 2013

Modèle n°1 – oreiller ergonomique viscoélastique 60x40 cm - Réf. GR02ADC



• **Matière:** mousse PU viscoélastique à mémoire de forme moulée de très haute densité (± 80 Kg/m³) de portance standard

• **Dimensions des pièces:** 600x400 – h: 120-110 mm

Modèle n°2 – oreiller traditionnel viscoélastique 60x40 cm – Réf. GR05ADC



• **Matière:** mousse PU viscoélastique à mémoire de forme moulée de très haute densité (± 80 Kg/m³) de portance standard

• **Dimensions des pièces:** 600x400 – h: 120-110 mm

Gamme d'oreillers sous marque Districlub Médical®
EXTRAIT de l'offre du 24 Octobre 2013

Taies oreillers

- **Matières:** *tissu velours (ou équivalent) pour le modèle n°1
velours (ou équivalent) et coton (2 faces) pour le modèle n°2*

- **Conception:**

Taie mono-coloris (blanc) enveloppant intégralement les pièces en mousse – assemblage par couture

Insertion des pièces mousse par ouverture arrière ou inférieure (selon modèle) se refermant par une fermeture éclair blanche de type 4,2 mm

Taie portant une étiquette intérieure de composition et d'entretien

Conditionnement primaire

EMBALLAGE INDIVIDUEL EN BOÎTES CARTON QUADRI

- *Les 2 modèles d'oreillers seront proposés à la vente sous boîtes cartonnées imprimées à la marque Districlub (Jolet).*

Conformité / Homologations

Les oreillers issus des fabrications Syst'am® offrent une conformité au décret 2000-164 du 23 février 2000, notamment en matière de non-allumabilité figurant dans le décret, selon la norme NF EN ISO 12952-1 & 2