

OXYMÈTRE DE POULS OXY QUICK JOLETI

joleti

- ▶ Écran bicolore OLED avec affichage du pourcentage de SpO₂, fréquence cardiaque et barregraphe de pulsation.
- ▶ 6 modes d'affichage.
- ▶ Arrêt automatique.
- ▶ SpO₂ :
 - Plage de mesure : 70% - 100%.
 - Résolution : 1%.
 - Précision de la mesure : 80%~100% : ± 2% (dont 80%) ; 70%~79% : ± 3% ; inférieur à 70% aucune exigence ;
- ▶ Pouls :
 - Plage de mesure : 30 - 254 bpm.
 - Précision de la mesure : ≤ 100 bpm, ± 1 bpm ; > 100 bpm, ± 2 bpm.
- ▶ Livré avec un manuel d'utilisation.
- ▶ Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- ▶ Dimensions : L. 5,8 x l. 3,5 x H. 3 cm.
- ▶ Poids : 33 g (sans les piles).
- ▶ **DM Classe IIa**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	SUR-CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR
02 32 271 030	Oxymètre de pouls Oxy Quick	L. 5,8 x l. 3,5 x H. 3 cm	1	YK81-C*



Importateur /Distributeur :

La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56,
40239 DUESSELDORF
(GERMANY)



Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd.
4F Building C8, 40 Jingshan Road,
Economic and Technological Development Zone,
221000 XUZHOU (PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)