

joleti

- ▀ Destiné à protéger les muqueuses nasales et buccales des particules en suspension dans l'air et des éclaboussures.
- ▀ Masque 3 plis à élastiques de type IIR.
- ▀ Composition : textile non-tissé 67%, polypropylène soufflé 33%.
- ▀ Norme : EN14683:2019+AC:2019.
- ▀ DM Classe I



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONDITIONNEMENT	SUR-CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR
14 09 030 001	Masque 3 plis	<span style="color: blue;">●</span> Bleu	1 boîte de 50	2000	DRYMY DNSFM01 BLUE



Distributeur :

**La Centrale Médicale**  
ZI de la Petite Dimerie  
15, rue du 11 Novembre  
62310 FRUGES (FRANCE)



**Erdan Medical**  
**Bureaux Villeneuve-Loubet**  
331 Avenue du Dr Julien Lefebvre  
06270 VILLENEUVE - LOUBET (FRANCE)



**DRYMAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK**  
**SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**  
Sultan Orhan Mah. 1181/3 Sok. No.:10A  
Gebze /KOCAELİ (TURKEY)